

## STIs-Diagnosetests für den professionellen und privaten Gebrauch



**STIs früher erkennen!**

### INSTI HIV Tests

- Mit ihrer neuartigen Durchfluss-Technologie liefern INSTI Tests sofortige Ergebnisse mit einer Genauigkeit von über 99 %.
- Die integrierte Kontrolltechnologie bestätigt die korrekte Probenzugabe, das Testverfahren und die ordnungsgemäße Testdurchführung.
- Die Schnelltests von INSTI erhöhen den Patientendurchsatz und minimieren den direkten Patientenkontakt
- Alle Komponenten des Test Kits: Testgerät, Pflaster, Lanzetten und eine Anleitung.



Schnelltests zur **Früherkennung von HIV- und HCV-Infektionen.**



Einer der schnellsten Tests der Welt **mit Ergebnissen in nur 60 Sekunden.**



Hohe Genauigkeit mit unterschiedlichen Probenotypen: **Fingerkuppe, venöses Vollblut, Plasma oder Serum.**



CE (0543), Paul-Ehrlich- Institut (PEI) gelistet.

Erhalten Sie sofortige Ergebnisse innerhalb von **1 Minute** mit erhöhter Sensitivität.  
**Früherkennung von HIV bereits 21–22 Tage nach einer Infektion**, zwei Wochen früher als bei anderen führenden Herstellern.

## INSTI® Multiplex HIV-und Syphilis-Test

Detektiert Antikörper für *T. pallidum* zusätzlich zu HIV-Antikörpern in Fingerkuppe, venösem Vollblut, Plasma oder Serum.



	Spezifität	Sensitivität
HIV-1/HIV-2	99.5%	100%
Syphilis	99.9%	99.5%

**Bestell-Nr.:** 90-1028 (PZN 18424657)

## INSTI® HIV-Antikörpertest

Erkennt IgM- und IgG-Antikörper bei frühen HIV-1/HIV-2-Infektionen (2 Wochen früher als HIV-Tests der 2. Generation).



	Spezifität	Sensitivität
Blut aus der Fingerkuppe	99.6%	99.3%
Plasma	99.5%	99.96%

**Bestell-Nr.:** 90-1015 (PZN 18424640)

## INSTI® HCV-Antikörpertest

Nachweis der Hepatitis-C-Virus-Genotypen 1–6 in Vollblut-, Serum- und Plasmaprobenarten.



	Spezifität	Sensitivität
Alle Probenarten	99.7%	100%

**Bestell-Nr.:** 90-1062 (PZN 18424663)

## INSTI® HIV Selbsttest

INSTI erkennt IgM- und IgG-Antikörper, das den Vorteil einer frühen Diagnose von HIV-1/HIV-2-Infektion hat.



	Spezifität	Sensitivität
Nur 1 Blutropfen	99.8%	100%

**Bestell-Nr.:** 90-1057 (PZN 18424634)

## Über Selfdiagnostics

Selfdiagnostics ist ein estnisch-deutsches Unternehmen, das Medizinprodukte entwickelt, produziert und vertreibt. Unser Produktportfolio umfasst diagnostische Tests der nächsten Generation für Point-of-Care und private Anwendungen. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat Selfdiagnostics seine Aktivitäten neu ausgerichtet. Die Entwicklung wichtiger RNA-Diagnoseprodukte für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten steht derzeit im Mittelpunkt.